

**ИНСТРУКЦИЯ**

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ОФТАЛЬМОФЕРОН®**

**Регистрационный номер**  
P N002902/01

**Торговое наименование препарата**  
Офтальмоферон®

**Международное непатентованное наименование или группировочное наименование**

Интерферон альфа-2b +  
дифенгидрамин

**Лекарственная форма**  
Капли глазные.

**Состав**

1 мл препарата содержит:

**Действующие вещества:** интерферон альфа-2b человеческого рекомбинантный не менее 10000 МЕ, дифенгидрамин \* 1,0 мг.  
**Вспомогательные вещества:** борная кислота 3,1 мг, динатрия эдетат 0,4 мг, натрия хлорид 2,2 мг, натрия ацетат 7,0 мг, гипромеллоза 3,0 мг, повидон 5 мг, макрогол 4000 50 мг, вода очищенная до 1 мл.

\* — в виде дифенгидрамина гидрохлорида

**Описание**

Прозрачный бесцветный или со слабым желтоватым оттенком раствор.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противовирусное средство комбинированное (цитокин + H-гистаминовых рецепторов блокатор)

**Код АТХ**

S01AD05

**Фармакологическое действие**

Офтальмоферон® является комбинированным лекарственным средством, содержащим в своем составе противовирусное и иммуномодулирующее средство — интерферон альфа-2b человеческого рекомбинантный и антигистаминное средство — дифенгидрамин.

**Фармакокинетика**

При местном применении препарат не подвергается системной адсорбции. Концентрация действующих веществ, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения (предел определения интерферона альфа-2b — 1-2 МЕ/мл) и не имеет клинической значимости. Сведений о степени проникновения дифенгидрамина в различные ткани глаза после местного применения нет.

**Фармакодинамика**

Интерферон человеческий рекомбинантный альфа-2b обладает широким спектром противовирусной активности, иммуномодулирующим, антипролиферативным действием.

Дифенгидрамин — блокатор H-гистаминовых рецепторов, оказывает противоаллергическое действие, уменьшает отек и зуд конъюнктивы.

**Показания к применению**

- аденовирусные, геморрагические (энтеровирусные), герпетические конъюнктивиты;
- аденовирусные, герпетические (везикулярный, точечный, древовидный, картообразный) кератиты;
- герпетический стромальный кератит с изъязвлением роговицы и без изъязвления;
- аденовирусные и герпетические кератоконъюнктивиты;
- герпетические увеиты;
- герпетические кератouveиты (с изъязвлением и без него);
- синдром «сухого» глаза;
- профилактика болезни трансплантата и предупреждение рецидива герпетического кератита после кератопластики;
- профилактика и лечение осложнений после эксимерлазерной рефракционной хирургии роговицы.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

**Применение при беременности и лактации**

Применение препарата в период беременности и лактации возможно только по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития осложнений у плода и новорожденных.

**Способ применения и дозы**

При вирусных поражениях глаз у взрослых и детей в острой стадии заболевания препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли до 6-8 раз в день. По мере купирования воспалительного процесса число закапываний уменьшают до 2-3 раз в день, до исчезновения симптомов заболевания.

**При синдроме «сухого» глаза**

препарат применяют ежедневно, закапывая в больной глаз по 1-2 капли 2 раза в день до 25-30 дней до исчезновения симптомов заболевания.

Для профилактики и лечения осложнений после эксимерлазерной рефракционной хирургии роговицы препарат применяют ежедневно, закапывая в глаз по 1-2 капли 2 раза в день, начиная со дня операции в течение 10 дней.

Для профилактики болезни трансплантата и предупреждения рецидива герпетического кератита после кератопластики препарат применяют ежедневно, закапывая по 1-2 капли в оперированный глаз 3-4 раза в день в течение первых двух недель после операции.

**Побочное действие**

Не отмечено.

**Передозировка**

Случаи передозировки препарата не выявлены.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Препарат совместим и хорошо сочетается с противовоспалительными, антибакте-

риальными, кортикостероидными, репаративными глазными лекарственными средствами — стимуляторами регенерации роговицы и препаратами слезозаместительной терапии.

**Особые указания**

Пациенты, использующие контактные линзы, должны закапывать препарат только при снятых линзах и могут надеть их через 15-20 минут после закапывания препарата. Сразу после инстилляций возможна нечеткость зрительного восприятия, поэтому рекомендуется приступать к управлению транспортными средствами или работе с механизмами через несколько минут после закапывания препарата.

**Форма выпуска**

Капли глазные. По 10 мл во флаконы пластиковые с дозатором-капельницей или во флаконы полимерные с крышками контроля первого вскрытия и насадками дозаторами. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Срок годности**

2 года. Вскрытый флакон хранить не более 30 дней.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Транспортирование осуществляют всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 °С до 8 °С.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителя**

ООО «Фирн М», 108804, г. Москва, вн.тер.г. пос. Кокошкино, дп. Кокошкино, ул. Держинского, д. 4А  
Тел.: 8 (495) 956-15-43